



Biological Cleaner

Sans alcool ni détergent, incolore et inodore, enlève très rapidement toutes les colorations faites avec les **Fards Crèmes**.

Laisse la peau nette sans trace de gras.

Permet également de nettoyer les taches de fards sur les vêtements.

Réf.

1034
1035
1035 /A
1036
1037
1037/A



Contenance

Flacon plastique 60 ml
Flacon plastique 125 ml
Flacon plastique 250 ml
Flacon plastique 500 ml
Flacon plastique 1 000 ml
Flacon plastique 5 000 ml

Lait Démaquillant

Notre LAIT DEMAQUILLANT doux convient à toutes les peaux.

Laisse un léger film gras qui réhydrate la peau.

Réf.

1038/A
1038
1038/B
1039
1040



Contenance

Flacon plastique 60 ml
Flacon plastique 125 ml
Flacon plastique 250 ml
Flacon plastique 500 ml
Flacon plastique 1 000 ml

Gelée Démaquillante

- à utiliser pour les peaux sensibles ;
- s'applique sur la peau en massant légèrement, puis s'enlève à l'aide d'un mouchoir papier ;
- un léger film gras subsiste sur la peau, on peut le laisser pour réhydrater, ou l'éliminer avec du **Biological Cleaner** ou avec de l'eau et du savon.

Réf.

1041 / B
1041
1043
1043 / A
1043 / B



Contenance

Pot plastique 30 ml
Pot plastique 200 ml
Pot plastique 500 ml
Pot plastique 5 000 ml
Pot plastique 10 000 ml

Dissolvant pour colles et latex

Produit **indispensable**, il permet à l'aide d'un coton d'enlever les traces de : **Plasto-Nat, Latex, Collodion, Sealor**, etc... En laissant la peau douce et sans rougeur ni dessèchement. Le **Dissolvant pour Colles et Latex** est adapté à toutes les colles.



Attention : Ne jamais appliquer à proximité des yeux ou des muqueuses.

Nettoyant Pinceaux

Ce produit permet de désinfecter avant usage et de nettoyer après usage, les pinceaux qui ont servi à appliquer des **Fards crèmes**.

Mode d'emploi : trempez le pinceau à nettoyer dans un peu de produit durant quelques secondes, puis essuyez à l'aide d'un mouchoir papier.

Votre pinceau est propre, désinfecté, sec et prêt à l'emploi.

Réf.

2037
2038
2039
2040

Contenance

Flacon verre 60 ml
Flacon verre 125 ml
Bidon métal. 500 ml
Bidon métal. 1 000 ml